



TAMPONE RINOFARINGEO
Di competenza del Medico Specialista

Preparazione

Materiale per la raccolta	Modalità di raccolta
<ul style="list-style-type: none">tampone sottile montato su filo di alluminio, con terreno di trasporto.	<ul style="list-style-type: none">dopo aver immobilizzato la testa del paziente, inserire con cautela il tampone sottile in una narice, ruotandolo e procedendo fino a raggiungere la parete posteriore del rinofaringe, mantenere il tampone "in situ" per qualche secondo prima di estrarlo;ripetere l'operazione per l'altra narice;riporre il tampone nel terreno di trasporto.

Modalità di conservazione e trasporto

Portare subito in Laboratorio.
E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente per non più di 24h.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76**, **081 536.79.25** o consultate il nostro sito:
www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.