



TAMPONE AURICOLARE **Di competenza del Medico Specialista**

Preparazione

Materiale per la raccolta	Modalità di raccolta
<ul style="list-style-type: none">Tampone sottile, montato su filo di alluminio, con terreno di trasporto.	<p>Il prelievo prevede l'impiego di un otoscopio che, raddrizzando la curvatura del condotto uditivo esterno e proteggendo il tampone durante l'inserimento, consente la raccolta del materiale che fuoriesce dal timpano, riducendone la contaminazione.</p> <p>Dopo aver imbibito il tampone del materiale purulento, riporlo nel contenitore con terreno di trasporto.</p> <p>La raccolta è solitamente di competenza del Medico Specialista, salvo i casi di abbondante fuoriuscita di pus dal timpano perforato.</p>

Note:

- Nelle otiti croniche è consigliabile effettuare anche la ricerca dei Miceti;
- il tampone auricolare non trova indicazione nei casi di otite media a membrana timpanica integra;
- le otiti esterne che giustificano una ricerca colturale sono quelle con manifestazioni acute localizzate (foruncolo), o acute diffuse, con cute del canale edematosa ed arrossata.

Modalità di conservazione e trasporto

E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente per non più di 24h.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito:

www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.

C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00

Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34

www.mavissrl.it – info@mavissrl.it