



TAMPONE CERVICALE Di competenza del Medico Specialista

Preparazione

Materiale per la raccolta	Modalità di raccolta
<ul style="list-style-type: none">tamponi sterili con asta sottile in alluminio,tamponi a secco sterili,kit di prelievo per Chlamydia trachomatis in IF (Immunofluorescenza Diretta).	<p>Affinchè il prelievo cervicale risulti idoneo è necessario che la paziente si attenga ai seguenti suggerimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;non essere in periodo mestruale;non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame;aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno 3 giorni. <p>Il prelievo deve essere effettuato a livello endocervicale, previa introduzione di uno <i>speculum</i> bivalve sterile, nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">rimuovere l'eccesso di muco cervicale mediante un tampone a secco;inserire un secondo tampone o l'apposito spazzolino nell'endocervice per circa 1 cm e ruotare più volte;per la ricerca di Chlamydia trachomatis il tampone va inserito per 1,5 cm oltre la giunzione squamosa.

Note:

La donna gravida può essere sottoposta al prelievo, ad esclusione dell'ultimo trimestre, a livello dell'esocollo.

RICHIEDERE IN LABORATORIO IL KIT PER LA RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS.

Modalità di conservazione e trasporto

- Ricerca di *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma/Ureaplasma*: il tampone deve essere conservato a temperatura ambiente e inviato al più presto in Laboratorio.
- Ricerca di *Chlamydia trachomatis* (metodo IFD): strisciare il tampone o lo spazzolino su tutta l'area circolare centrale del vetrino. Asciugare all'aria e fissare versando il contenuto della fiala del kit sul vetrino lasciando agire per almeno 5 minuti. Il vetrino può essere conservato a temperatura ambiente o a +4°C per 7 giorni.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito:
www.mavissrl.it

Mavis S.r.l.