TAMPONE OCULARE Di competenza del Medico Specialista

Preparazione

Materiale per la raccolta	Modalità di raccolta
 tampone sottile montato su filo di alluminio, con terreno di trasporto. kit per la ricerca di Chlamydia Trachomatis in IF (Immunofluorescenza Diretta). 	 in caso di congiuntivite raccogliere le secrezioni dalla congiuntiva tarsale mediante tampone prima dell'instillazione di anestetici e/o antibiotici. Riporre il tampone nel terreno di trasporto. In caso di dacriocistite (acuta o cronica) spremere dolcemente il sacco lacrimale e raccogliere con il tampone il materiale purulento che fuoriesce. Riporre il tampone nel terreno di trasporto. In caso di cheratite, endoftalmite, celluliti orbitali e perisettali il prelievo deve essere effettuato dallo specialista.

Modalità di conservazione e trasporto

Portare subito in Laboratorio.

E' possibile conservare il tampone a temperatura ambiente per non più di 24h.

RICHIEDERE IN LABORATORIO IL KIT PER LA RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS.

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido:
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76**, **081 536.79.25** o consultate il nostro sito:

www.mavissrl.it